



Otoscopio a Fibre Ottiche Gimalux

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 31520

EAN / GTIN 8023279315202

Confezione 1

L'otoscopio a fibre ottiche GIMA Gimalux offre un'illuminazione fredda e uniforme del condotto uditivo, senza riflessi sullo speculum, per un esame otoscopico chiaro. Impugnatura ergonomica e ottica a ingrandimento per l'uso in ambulatorio ORL e medicina generale; disponibile in più colori. I dati tecnici e di conformità completi sono riportati nelle schede dedicate qui sotto.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
31520	Nero	8023279315202	1
31521	Blu	8023279315219	1
31522	Verde	8023279315226	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12149006

EAN / GTIN

8023279315202

CODICE GEF

31520



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697