



Otoscopio F.O. Sigma 2 5V Xenon/Alogeno In Astuccio Rigido

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31525

EAN / GTIN 8023279315257

Confezione 1

• OTOSCOPIO A F.O. 2,5V SIGMA - impugnatura standard • Nero • Xenon-Alogeno • Imballaggio: astuccio rigido Fornito con 14 speculum monouso (7 con Ø 2,5 mm, 7 con Ø 4 mm) Strumenti diagnostici di alta qualità pensati per l'utilizzo professionale in ORL e oftalmologia. Leggeri e affidabili in plastica rinforzata resistente.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12149006

EAN / GTIN

8023279315257

CODICE GEF

31525



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697