



## OTOSCOPIO F.O. SIGMA

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **31526**EAN / GTIN **8023279315264**Confezione **1**

- OTOSCOPIO A F.O. 2,5V SIGMA - impugnatura standard • Nero • LED
- Imballaggio: astuccio Fornito con 14 speculum monouso (7 con Ø 2,5 mm, 7 con Ø 4 mm) Strumenti diagnostici di alta qualità pensati per l'utilizzo professionale in ORL e oftalmologia. Leggeri e affidabili in plastica rinforzata resistente. La durata della batteria con lampadina a LED è 6 volte più lunga rispetto ad una lampadina tradizionale. Fornito di lente di ingrandimento 3X mobile per immagini nitide e senza riflessi ed uscita per test pneumatico della membrana timpanica. Connettore pneumatico (cod. 31532) e pompetta per insufflazione (cod. 31500) possono essere ordinati separatamente.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**Z12149006**

EAN / GTIN

**8023279315264**

CODICE GEF

**31526**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697