



Oftalmoscopio F.O. Sigma 2 5V Xenon/Alogeno In Astuccio Rigido

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31527

EAN / GTIN 8023279315271

Confezione 1

- OFTALMOSCOPIO A F.O. 2,5V SIGMA - impugnatura standard • Nero
- Xenon-Alogeno • Imballaggio: astuccio Strumenti diagnostici di alta qualità pensati per l'utilizzo professionale in ORL e oftalmologia. Leggeri e affidabili in plastica rinforzata resistente. Fornito di lenti di ingrandimento 3X mobile per immagini nitide e senza riflessi ed uscita per test pneumatico della membrana timpanica.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12120114

EAN / GTIN

8023279315271

CODICE GEF

31527



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697