



## Oto Oftalmoscopio F.O. Sigma Con 2 Manici In Astuccio Rigido

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31528

EAN / GTIN 8023279315288

Confezione 1

SET DELUXE OTO-OFTALMOSCOPIO SIGMA F.O. 2,5 V - valigetta con 2 manici - nero I set oto-oftalmoscopio sono composti da testina per otoscopio e oftalmoscopio, 2 manici e 14 speculum monouso (7x2,5 e 7x4 mm).

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L1699

EAN / GTIN

8023279315288

CODICE GEF

31528



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697