



Oftalmoscopio F.O. Sigma 2 5V Led

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31529

EAN / GTIN 8023279315295

Confezione 1

- OFTALMOSCOPIO A F.O. 2,5V SIGMA - impugnatura standard • Nero
- LED • Imballaggio: astuccio Strumenti diagnostici di alta qualità pensati per l'utilizzo professionale in ORL e oftalmologia. Leggeri e affidabili in plastica rinforzata resistente. La durata della batteria con lampadina a LED è 6 volte più lunga rispetto ad una lampadina tradizionale. Caratteristiche tecniche CARATTERISTICHE LED - temperatura colore 5.000 °K - IRC > 80 - definizioni colori reali - 85,000 LUX - durata stimata lampadina 50,000 ore

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CARATTERISTICHE LED
- temperatura colore: 5.000 °K
- IRC > 80
- definizioni colori reali
- 85,000 LUX
- durata stimata lampadina 50,000 ore

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12120114

EAN / GTIN

8023279315295

CODICE GEF

31529



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697