



## Oftalmoscopio F.O. Sigma 2 5V Led In Borsetta Morbida

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31530

EAN / GTIN 8023279315301

Confezione 1

- OFTALMOSCOPIO A F.O. 2,5V SIGMA - impugnatura standard • Nero
- LED • Imballaggio: astuccio Strumenti diagnostici di alta qualità pensati per l'utilizzo professionale in ORL e oftalmologia. Leggeri e affidabili in plastica rinforzata resistente. La durata della batteria con lampadina a LED è 6 volte più lunga rispetto ad una lampadina tradizionale.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12120114

EAN / GTIN

8023279315301

CODICE GEF

31530



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697