



## Lampadina Oftalmoscopio Sigma Per Cod.

Codice GEF (SKU) **31531**

EAN / GTIN **8023279315318**

Confezione **1**

Lampadina 2.5V alogena allo xenon per oftalmoscopio.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279315318**

CODICE GEF

**31531**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697