



# CONNETTORE PER TEST PNEUMATICO

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31532

EAN / GTIN 8023279315325

Confezione 1

Connettore pneumatico per otoscopio SIGMA.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L1699

EAN / GTIN

8023279315325

CODICE GEF

31532



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697