



Oto Oftalmoscopio F.O. Sigma Con 1 Manico In Astuccio Rigido

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31533

EAN / GTIN 8023279315332

Confezione 1

SET OTO-OFTALMOSCOPIO SIGMA F.O. 2,5 V - valigetta con 1 manico I set oto-oftalmoscopio sono composti da testina per otoscopio e oftalmoscopio, 1 manico e 14 speculum monouso (7x2,5 e 7x4 mm).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L1699

EAN / GTIN

8023279315332

CODICE GEF

31533



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697