



# Otoscopio F.O. Xenon Visio 2000 3 5V

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31535

EAN / GTIN 8023279315356

Confezione 1

OTOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V Testina otoscopio F.O., manico batteria con attacco a baionetta, 1 set di 5 speculum riutilizzabili (2,5, 3,0, 4,0, 5,0 e 10,0 mm), tubetto di 14 speculum monouso (2,5 e 4,0 mm) lampadina di ricambio, in una valigia rigida. Set diagnostici professionali caratterizzati da sistemi di illuminazione xenon a fibra ottica da 3,5 V e dotati di reostati per la regolazione dell'intensità della luce. In robusta plastica, con sistema di blocco semplice e durevole. Forniti in valigetta deluxe, necessitano di una base di ricarica (31542) e di una batteria Li-ion ricaricabile (31541). Caratteristiche tecniche Otoscopio xenon • Lente orientabile con ingrandimento 3X per un'immagine chiara e senza riflessi • Illuminazione a f.o distale con luce LED molto brillante • Sistema di bloccaggio semplice e resistente nel tempo • Reostato

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Otoscopio xenon
- Lente orientabile con ingrandimento 3X per un'immagine chiara e senza riflessi
- Illuminazione a f.o distale con luce LED molto brillante
- Sistema di bloccaggio semplice e resistente nel tempo
- Reostato

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12149006

EAN / GTIN

8023279315356

CODICE GEF

31535



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697