



Oftalmoscopio F.O. Xenon Visio 2000 3 5V

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31536

EAN / GTIN 8023279315363

Confezione 1

OFTALMOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V Testina oftalmoscopio F.O., manico batteria con attacco a baionetta, lampadina di ricambio, in una valigetta rigida. Set diagnostici professionali caratterizzati da sistemi di illuminazione xenon a fibra ottica da 3,5 V e dotati di reostati per la regolazione dell'intensità della luce. In robusta plastica, con sistema di blocco semplice e durevole. Forniti in valigetta deluxe, necessitano di una base di ricarica (31542) e di una batteria Li-ion ricaricabile (31541). Caratteristiche tecniche Oftalmoscopio xenon • 6 aperture selezionabili per - Apertura micospot - Apertura piccola - Apertura grande - Stellina di fissazione - Fessura - Filtro verde • Luce molto brillante allo xenon • Sistema di bloccaggio semplice e resistente nel tempo • Reostato

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Oftalmoscopio xenon
- 6 aperture selezionabili per: - Apertura micospot - Apertura piccola - Apertura grande - Stellina di fissazione - Fessura - Filtro verde
- Luce molto brillante allo xenon
- Sistema di bloccaggio semplice e resistente nel tempo
- Reostato

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12120114

EAN / GTIN

8023279315363

CODICE GEF

31536



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697