



Oto-oftalmoscopio F.o. Xenon Visio 2000

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 31537

EAN / GTIN 8023279315370

Confezione 1

OTO-OFTALMOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	VOLTAGGIO	EAN	CONFEZIONE
31537	3,5V PLUG IN	8023279315370	1
31538	3,5V	8023279315387	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L1699

EAN / GTIN

8023279315370

CODICE GEF

31537



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697