



Set Diagnostico F.O. Xenon Visio 2000 3.5V

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31539

EAN / GTIN 8023279315394

Confezione 1

SET DIAGNOSTICO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V Testina otoscopio F.O., testina oftalmoscopio F.O., manico batteria con attacco a baionetta, illuminatore nasale con luce F.O., illuminatore curvo con lampadina, specchio 20,0 mm, abbassalingua in plastica, 1 set di 5 speculum riutilizzabili (2,5, 3,0, 4,0, 5,0 e 10,0 mm), tubetto di 14 speculum monouso (2,5 e 4,0 mm), lampadina di ricambio per oto e oftalmoscopio, in una valigia rigida. Set diagnostici professionali caratterizzati da sistemi di illuminazione xenon a fibra ottica da 3,5 V e dotati di reostati per la regolazione dell'intensità della luce. In robusta plastica, con sistema di blocco semplice e durevole. Forniti in valigetta deluxe, necessitano di una base di ricarica (31542) e di una batteria Li-ion ricaricabile (31541). Caratteristiche tecniche Otoscopio xenon • Lente orientabile con ingrandimento 3X per un'immagine chiara e senza riflessi • Illuminazione a f.o distale con luce LED molto brillante • Sistema di bloccaggio semplice e resistente nel tempo • Reostato Oftalmoscopio xenon • 6 aperture selezionabili per - Apertura micospot - Apertura piccola - Apertura grande - Stellina di fissazione - Fessura - Filtro verde • Luce molto brillante allo xenon • Sistema di bloccaggio semplice e resistente nel tempo • Reostato

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Otoscopio xenon
- Lente orientabile con ingrandimento 3X per un'immagine chiara e senza riflessi
- Illuminazione a f.o distale con luce LED molto brillante
- Sistema di bloccaggio semplice e resistente nel tempo
- Reostato Oftalmoscopio xenon
- 6 aperture selezionabili per: - Apertura micospot - Apertura piccola - Apertura grande - Stellina di fissazione - Fessura - Filtro verde
- Luce molto brillante allo xenon
- Sistema di bloccaggio semplice e resistente nel tempo
- Reostato

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L1699

EAN / GTIN

8023279315394

CODICE GEF

31539



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - PIVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it