



Batteria Ricaricabile Li-ion 3,5v per 31542 - Adulti

Codice GEF (SKU) **31541**

EAN / GTIN **8023279315417**

Confezione **1 pz.**

Batteria ricaricabile adulti Li-ion** 3,5 V per 34457, 34482 **per manici venduti dopo Maggio 2013 MANICI RICARICABILI " GREEN" F.O. XENON/ALOGENO 3,5 V • Comparto batterie chiuso per evitare l'ingresso di liquidi • Manici forniti con lampadina. Batteria non inclusa.

- Manico robusto in metallo rivestito di cromo LARINGOSCOPI GREEN
- massima trasmissione della luce grazie a fibre durevoli e di alta qualità
- lame studiate per una facile intubazione - finitura opaca per ridurre i riflessi - autoclavabile fino a 134°C per 5 minuti. Lame autoclavabili fino a 2.000 volte. - compatibili con la sterilizzazione al gas plasma - tutte le lame sono compatibili con norma Green BS EN ISO 7376 - tutte le lame sono in acciaio inossidabile austenitico resistenti alla ruggine - lame lunga durata. offre una garanzia di 3 anni. - ampia selezione di fonti di alimentazione: batterie tipo "AA" e "C" o batterie ricaricabili da 2,5 e 3,5 V - manici disponibili con lampadine xenon/alogene o LED da 2,5 e 3,5 V - i manici da 2,5 V possono essere usati

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279315417

CODICE GEF

31541



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697