



Base di Ricarica

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31542

EAN / GTIN 8023279315424

Confezione 1

BASE DI RICARICA - 100/200 V - 50/60 Hz Può caricare sia le batterie da 2,5 V/3,5 V NiCa, NimH che quelle ricaricabili Li-Ion. L'unità è stata studiata per evitare le cariche eccessive grazie all'indicatore del livello di carica. Può caricare contemporaneamente il manico adulto e quello pediatrico. La base di ricarica include un adattatore pediatrico, un supporto a muro, un connettore UK, US e EU.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

8023279315424

CODICE GEF

31542



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697