

GEF Medica

Otoscopio E-scope - Alogeno 2,7V - Bianco in Borsetta Morbida

Codice GEF (SKU) 31546

OTOSCOPIO E-SCOPE® - ALOGENO 2,7V - BIANCO IN ASTUCCIO
Otoscopio con illuminazione alogena. Con lente di precisione girevole
su entrambi i lati e ingrandimento triplo per una visione superiore.
Adatti per test pneumatici (forniti senza connettore e insufflatore).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OTOSCOPIO E-SCOPE® - ALOGENO 2,7V - BIANCO IN ASTUCCIO
- Otoscopio con illuminazione alogena.
- Con lente di precisione girevole su entrambi i lati e ingrandimento triplo per una visione superiore.
- Adatti per test pneumatici (forniti senza connettore e insufflatore).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
31546



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697