



BATTERIA RICARICABILE Li-Ion 3,5V adulti manico plug in

Codice GEF (SKU) 31547

EAN / GTIN 8964000576670

Confezione 1

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 3,5 v per manico plug in 31537 -
ricambio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8964000576670

CODICE GEF

31547



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697