



Otoscopio E Scope Alogeno 2 7V In Borsetta Morbida Poi

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31548

EAN / GTIN 4045396176898

Confezione 1

OTOSCOPIO E-SCOPE® - ALOGENO 2,7V - NERO IN ASTUCCIO
Otoscopio con illuminazione alogena. Con lente di precisione girevole
su entrambi i lati e ingrandimento triplo per una visione superiore.
Adatti per test pneumatici (forniti senza connettore e insufflatore).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12149006

EAN / GTIN

4045396176898

CODICE GEF

31548



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697