

GEF Medica

Otoscopio E-scope - Xenon 2,5V - Bianco in Borsetta Morbida

Codice GEF (SKU) 31549

OTOSCOPIO E-SCOPE® - XENON 2,5V - BIANCO IN ASTUCCIO
Otoscopio con illuminazione Xenon diretta. Con lente di precisione girevole su entrambi i lati e ingrandimento triplo per una visione superiore. Adatti per test pneumatici (forniti senza connettore e insufflatore).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OTOSCOPIO E-SCOPE® - XENON 2,5V - BIANCO IN ASTUCCIO
- Otoscopio con illuminazione Xenon diretta.
- Con lente di precisione girevole su entrambi i lati e ingrandimento triplo per una visione superiore.
- Adatti per test pneumatici (forniti senza connettore e insufflatore).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
31549



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697