



Otoscopio E Scope Xenon 2 5V In Borsetta Morbida Poi

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31550

EAN / GTIN 4045396176904

Confezione 1

OTOSCOPIO E-SCOPE® - XENON 2,5V - NERO IN ASTUCCIO
Otoscopio con illuminazione Xenon diretta. Con lente di precisione girevole su entrambi i lati e ingrandimento triplo per una visione superiore. Adatti per test pneumatici (forniti senza connettore e insufflatore).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12149006

EAN / GTIN

4045396176904

CODICE GEF

31550



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697