



Otoscopio F.o. E-scope - LED 3,7V - Bianco in Astuccio Rigido

Codice GEF (SKU) 31552

EAN / GTIN 4045396176928

OTOSCOPIO E-SCOPE® - F.O. - LED 3,7V - BIANCO IN VALIGETTA RIGIDA Otoscopio con illuminazione LED a F.O. Con lenti di precisione girevole su entrambi i lati e ingrandimento triplo per una visione supe

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OTOSCOPIO E-SCOPE® - F.O. - LED 3,7V - BIANCO IN VALIGETTA RIGIDA Otoscopio con illuminazione LED a F.O. Con lenti di precisione girevole su entrambi i lati e ingrandimento triplo per una visione superiore. Adatti per test pneumatici (forniti senza connettore e insufflatore). INNOVATIVA ILLUMINAZIONE LED 3,7 V: - luce bianca 5.500K colori reali - lampadina LED di lunga durata: fino a 20.000 ore - batteria a basso consumo: fino a 50 ore di funzionamento con IPC (Integrated Power Converter). Convertire la tensione delle batterie AA nella tensione ottimale per il LED

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396176928

CODICE GEF

31552



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697