

GEF Medica

Otoscopio F.o. E-scope - LED 3,7V - Nero in Astuccio Rigido

Codice GEF (SKU) 31553

OTOSCOPIO E-SCOPE® - F.O. - LED 3,7V - NERO IN VALIGETTA RIGIDA Otoscopio con illuminazione LED a F.O. Con lente di precisione girevole su entrambi i lati e ingrandimento triplo per una visione superiore. Adatti per test pneumatici (forniti senza connettore e insufflatore). INNOVATIVA ILLUMINAZIONE LED 3,7 V: - luce bianca 5.500K colori reali - lampadina LED di lunga durata: fino a 20.000 ore - batteria a basso consumo: fino a 50 ore di funzionamento con IPC (Integrated Power Converter). Converte la tensione delle batterie AA nella tensione ottimale per il LED

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OTOSCOPIO E-SCOPE® - F.O. - LED 3,7V - NERO IN VALIGETTA RIGIDA
- Otoscopio con illuminazione LED a F.O.
- Con lente di precisione girevole su entrambi i lati e ingrandimento triplo per una visione superiore.
- Adatti per test pneumatici (forniti senza connettore e insufflatore).
- INNOVATIVA ILLUMINAZIONE LED 3,7 V:
- luce bianca 5.500K colori reali
- lampadina LED di lunga durata: fino a 20.000 ore
- batteria a basso consumo: fino a 50 ore di funzionamento con IPC (Integrated Power Converter). Converte la tensione delle batterie AA nella tensione ottimale per il LED

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF

31553

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697