



Oftalmoscopio E-scope - Xenon 2,5V - Nero in Astuccio Rigido

Codice GEF (SKU) 31556

EAN / GTIN 4045396176997

OFTALMOSCOPIO E-SCOPE® - XENON 2,5 V - NERO - IN VALIGETTA RIGIDA - illuminazione Xenon 2,5 V - disco diottrie con 18 lenti correttive ($\pm 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20$) - facili da usare, diaframmi con

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OFTALMOSCOPIO E-SCOPE® - XENON 2,5 V - NERO - IN VALIGETTA RIGIDA - illuminazione Xenon 2,5 V - disco diottrie con 18 lenti correttive ($\pm 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20$) - facili da usare, diaframmi con sei aperture (stellina di fissazione, spot grande, spot piccolo, filtro rosso, filtro blu, semicerchio) - ottica di rendimento elevato con condensatore asferico - protezione occhiali - cammino ottico parallelo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396176997

CODICE GEF

31556



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697