



Oftalmoscopio F.o. E-scope - LED 3,7V - Bianco in Astuccio Rigido

Codice GEF (SKU) 31557

EAN / GTIN 4045396176980

OFTALMOSCOPIO E-SCOPE® - F.O. - LED 3,7 V - BIANCO - IN VALIGETTA RIGIDA - innovativa illuminazione a LED 3,7 V per un maggiore contrasto e una diagnosi più efficace - disco diottrie con 18 lenti corr

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OFTALMOSCOPIO E-SCOPE® - F.O. - LED 3,7 V - BIANCO - IN VALIGETTA RIGIDA - innovativa illuminazione a LED 3,7 V per un maggiore contrasto e una diagnosi più efficace - disco diottrie con 18 lenti correttive ($\pm 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20$) - facili da usare, diaframmi con sei aperture (stellina di fissazione, spot grande, spot piccolo, filtro rosso, filtro blu, semicerchio) - ottica di rendimento elevato con condensatore asferico - protezione occhiali - cammino ottico parallelo INNOVATIVA ILLUMINAZIONE LED 3,7 V: - luce bianca 5.500K colori reali - lampadina LED di lunga durata: fino a 20.000 ore - batteria a basso consumo: fino a 50 ore di funzionamento con IPC (Integrated Power Converter). Converte la tensione delle batterie AA nella tensione ottimale per il LED

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396176980

CODICE GEF

31557



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697