



Set Diagnostico E-scope - LED 3,7V - Nero in Astuccio Rigido

Codice GEF (SKU) 31558

EAN / GTIN 4045396177031

KIT DIAGNOSTICO E-SCOPE® - BIANCO Set oto-oftalmoscopio, LED 3,7V in valigetta rigida. • Otoscopio Con lente di precisione girevole su entrambi i lati e ingrandimento triplo per una visione superiore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- KIT DIAGNOSTICO E-SCOPE® - BIANCO Set oto-oftalmoscopio, LED 3,7V in valigetta rigida.
- Otoscopio Con lente di precisione girevole su entrambi i lati e ingrandimento triplo per una visione superiore. Adatti per test pneumatici (forniti senza connettore e insufflatore).
- Oftalmoscopio - innovativa illuminazione a LED 3,7 V per un maggiore contrasto e una diagnosi più efficace - disco diottrie con 18 lenti correttive ($\pm 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20$) - facili da usare, diaframmi con sei aperture (stellina di fissazione, spot grande, spot piccolo, filtro rosso, filtro blu, semicerchio) - ottica di rendimento elevato con condensatore asferico - protezione occhiali - cammino ottico parallelo INNOVATIVA ILLUMINAZIONE LED 3,7 V: - luce bianca 5.500K colori reali - lampadina LED di lunga durata: fino a 20.000 ore - batteria a basso consumo: fino a 50 ore di funzionamento con IPC (Integrated Power Converter).
Converte la tensione delle batterie AA nella tensione ottimale per il LED

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396177031

CODICE GEF

31558



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697