



## Oftalmoscopio F.o. E-scope - LED 3,7V - Nero in Astuccio Rigido

Codice GEF (SKU) 31559

EAN / GTIN 4045396177000

OFTALMOSCOPIO E-SCOPE® - F.O. - LED 3,7 V - NERO - IN VALIGETTA RIGIDA - innovativa illuminazione a LED 3,7 V per un maggiore contrasto e una diagnosi più efficace - disco diottrie con 18 lenti corrette

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- OFTALMOSCOPIO E-SCOPE® - F.O. - LED 3,7 V - NERO - IN VALIGETTA RIGIDA - innovativa illuminazione a LED 3,7 V per un maggiore contrasto e una diagnosi più efficace - disco diottrie con 18 lenti correttive ( $\pm 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20$ ) - facili da usare, diaframmi con sei aperture (stellina di fissazione, spot grande, spot piccolo, filtro rosso, filtro blu, semicerchio) - ottica di rendimento elevato con condensatore asferico - protezione occhiali - cammino ottico parallelo INNOVATIVA ILLUMINAZIONE LED 3,7 V: - luce bianca 5.500K colori reali - lampadina LED di lunga durata: fino a 20.000 ore - batteria a basso consumo: fino a 50 ore di funzionamento con IPC (Integrated Power Converter). Converte la tensione delle batterie AA nella tensione ottimale per il LED

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**4045396177000**

CODICE GEF

**31559**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697