



Lampadina Otoscopio E-scope LED 3,7V

Codice GEF (SKU) 31561

EAN / GTIN 4045396176249

LAMPADINA LED 3,7 V - OTOSCOPIO LED E-SCOPE®

CARATTERISTICHE TECNICHE

- LAMPADINA LED 3,7 V - OTOSCOPIO LED E-SCOPE®

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396176249

CODICE GEF

31561



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697