



Lampadina Oftalmoscopio E-scope Xenon 2,5V

Codice GEF (SKU) 31562

EAN / GTIN 4045396010925

LAMPADINA XENON 2,5 V - OFTALMOSCOPIO E-SCOPE®

CARATTERISTICHE TECNICHE

- LAMPADINA XENON 2,5 V - OFTALMOSCOPIO E-SCOPE®

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396010925

CODICE GEF

31562



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697