



Lampadina Oftalmoscopio E-scope LED 3,7V

Codice GEF (SKU) **31563**

EAN / GTIN **04045396176263**

LAMPADINA LED 3,7 V - OFTALMOSCOPIO E-SCOPE®

CARATTERISTICHE TECNICHE

- LAMPADINA LED 3,7 V - OFTALMOSCOPIO E-SCOPE®

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

04045396176263

CODICE GEF

31563



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697