

GEF Medica

## Speculum Monouso E-scope - Diametro 4 Mm.

Codice GEF (SKU) 31567

MINI SPECULUM AURICOLARE MONOUSO RIESTER Solo per otoscopi E-Scope Speculum auricolare E-Scope Ø 4 mm - nero

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- MINI SPECULUM AURICOLARE MONOUSO RIESTER
- Solo per otoscopi E-Scope
- Speculum auricolare E-Scope Ø 4 mm - nero

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF  
**31567**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697