



Otoscopio Luxamed Auris Led 2 5V

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **31570**EAN / GTIN **8023279315707**Confezione **1**

OTOSCOPIO LUXAMED AURIS LED 2,5 V - NERO Otoscopi innovativi che uniscono la miglior produzione artigianale, creata con materiali selezionati, e la tecnologia più all'avanguardia. Manico composto da due materiali (alluminio/ rinforzato in fibra di vetro) con pulsante elettronico ON/OFF e oscuratore graduale. Caratteristiche: - illuminazione ad anello LED composto da 6 LED concentrici, senza fibra ottica. le funzionalità non vengono modificate dall'eventuale bruciatura di un singolo LED (brevetto DE202013104278U1) - spegnimento automatico dopo 3 minuti

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
Z12149006EAN / GTIN
8023279315707CODICE GEF
31570

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697