



# OTOSCOPIO LUXAMED AURIS LED 2,5V

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31571

EAN / GTIN 8023279315714

Confezione 1

OTOSCOPIO LUXAMED AURIS LED 2,5 V - BLU Otoscopi innovativi che uniscono la miglior produzione artigianale, creata con materiali selezionati, e la tecnologia più all'avanguardia. Manico composto da due materiali (alluminio/ rinforzato in fibra di vetro) con pulsante elettronico ON/OFF e oscuratore graduale. Caratteristiche: - illuminazione ad anello LED composto da 6 LED concentrici, senza fibra ottica. le funzionalità non vengono modificate dall'eventuale bruciatura di un singolo LED (brevetto DE202013104278U1) - spegnimento automatico dopo 3 minuti - durata stimata dei LED: circa 100.000 ore - intensità illuminazione: circa 10.000 Lux - temperatura di colore: circa 4.000 K - lente di ingrandimento (3X) girevole con funzione di blocco - porta di insufflazione per test pneumatico Forniti con 2 batterie AAA alcaline, 20 speculum monouso (10x2,5 mm e 10x4,0 mm), manuale (GB, IT, DE). Made in Germany.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12149006

EAN / GTIN

8023279315714

CODICE GEF

31571



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697