



Otoscopio Luxamed Auris Led Usb 3 7V

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31572

EAN / GTIN 8023279315721

Confezione 1

OTOSCOPIO LUXAMED AURIS LED 3,7 V USB - NERO Porta USB: caricatore con presa USB - 3 adattori (EU, UK, US) Otoscopi innovativi che uniscono la miglior produzione artigianale, creata con materiali selezionati, e la tecnologia più all'avanguardia. Manico composto da due materiali (alluminio/ rinforzato in fibra di vetro) con pulsante elettronico ON/OFF e oscuratore graduale. Caratteristiche: - illuminazione ad anello LED composto da 6 LED concentrici, senza fibra ottica. le funzionalità non vengono modificate dall'eventuale bruciatura di un singolo LED (brevetto DE202013104278U1)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
Z12149006EAN / GTIN
8023279315721CODICE GEF
31572

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697