



# Otoscopio Sigma Led F.O. Con Manico Ricaricabile E Batteria

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31580

EAN / GTIN 8023279315806

Confezione 1

• OTOSCOPIO A F.O. LED 2,5V SIGMA - impugnatura ricaricabile con batteria • Nero L'impugnatura ricaricabile può essere utilizzata con batterie "AA" standard o con batteria ricaricabile 31587 (occorre stazione di ricarica 31586) Ricarica completa della batteria in 2,5 ore. Strumenti diagnostici di alta qualità pensati per l'utilizzo professionale in ORL e oftalmologia. Leggeri e affidabili in plastica rinforzata resistente. La durata della batteria con lampadina a LED è 6 volte più lunga rispetto ad una lampadina tradizionale.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12149006

EAN / GTIN

8023279315806

CODICE GEF

31580



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697