



OFTALMOSCOPIO SIGMA LED F.O. con manico ricaricabile e batteria in borsetta morbida

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31582

EAN / GTIN 8023279315820

Confezione 1

• OFTALMOSCOPIO A F.O. LED 2,5V SIGMA - impugnatura ricaricabile con batteria • Nero L'impugnatura ricaricabile può essere utilizzata con batterie "AA" standard o con batteria ricaricabile 31587 (occorre stazione di ricarica 31586) Ricarica completa della batteria in 2,5 ore. Strumenti diagnostici di alta qualità pensati per l'utilizzo professionale in ORL e oftalmologia. Leggeri e affidabili in plastica rinforzata resistente. La durata della batteria con lampadina a LED è 6 volte più lunga rispetto ad una lampadina tradizionale. Fornito di lente di ingrandimento 3X mobile per immagini nitide e senza riflessi ed uscita per test pneumatico della membrana timpanica. Connettore pneumatico (cod. 31532) e pompetta per insufflazione (cod. 31500) possono essere ordinati separatamente.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
Z12120114EAN / GTIN
8023279315820CODICE GEF
31582

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697