



Oto Oftalmoscopio Sigma Led F.O. Con 2 Manici Ricaricabili In Astuccio Rigido

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31584

EAN / GTIN 8023279315844

Confezione 1

Oto-oftalmoscopio set con 2 manici e batterie ricaricabili Tipo: LED
Astuccio rigido Questo set è fornito con testa oto e oftalmo, 2 manici,
14 speculum monouso (7 con Ø 2,5 mm, 7 con Ø 4 mm), 2 batterie
ricaricabili.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L1699

EAN / GTIN

8023279315844

CODICE GEF

31584



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697