



STAZIONE DI RICARICA per oto-oftalmo SIGMA

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 31586

EAN / GTIN 8023279315868

Confezione 1

Base di ricarica per oto-oftalmo SIGMA Ricarica completa della batteria in 2,5 ore. Collegabile a PC o laptop con cavo USB tipo C (non incluso).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12021080

EAN / GTIN

8023279315868

CODICE GEF

31586



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697