



## TAPPINO METALLICO per convertire manici SIGMA in ricaricabili

Codice GEF (SKU) 31588

EAN / GTIN 8023279315882

Confezione 1

Tappo in metallo per convertire i manici SIGMA in ricaricabili

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279315882

CODICE GEF

31588



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697