



Otoscopio Sigma C Led In Borsetta Morbida

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 31591

EAN / GTIN 8023279315912

Confezione 1

SIGMA C-LED OTOSCOPIO - nero - astuccio Linea di otoscopi impreziosita da finiture esterne in acciaio inossidabile altamente resistenti alla corrosione: la plastica rinforzata del corpo principale li rende resistenti agli urti - finestra di tipo girevole con lente di ingrandimento 3X per immagini nitide e riflessi minimi - uscita per test pneumatico della mobilità timpanica (necessita dei codici 31532 e 31483) - compatibile con speculum 31485-8, 31491-2, 31495-9 - 50?000 ore di durata

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
31591	blu	8023279315912	1
31592	nero	8023279315929	1
31593	viola	8023279315936	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12149006

EAN / GTIN

8023279315912

CODICE GEF

31591



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697