



Fornello Ad Alcool 100 Ml

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **31614**EAN / GTIN **8023279316148**Confezione **1**

FORNELLO AD ALCOL - 120 ml In acciaio inossidabile AISI 304, coperchio in ottone che impedisce la decolorazione.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

S9099

EAN / GTIN

8023279316148

CODICE GEF

31614

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697