



Manico Specchio Laringe Regolabile

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 31615

EAN / GTIN 8023279316155

Confezione 1

Manico specchi laringe regolabile - 8 cm

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
31615	8 cm	8023279316155	1
31616	12,5 cm	8023279316162	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L160202

EAN / GTIN

8023279316155

CODICE GEF

31615



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697