



Stazione Diagnostica DA Parete Oto-oftalmo Visio 5GE HQ Basic

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 31620

EAN / GTIN 8961102783234

Confezione 1

STAZIONE DIAGNOSTICA DA PARETE OTO-OFTALMO VISIO 5GE HQ BASIC

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aperture: 7
- Lenti focali: 28
- Intervallo diottrie: -25 a +40

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	VOLTAGGIO	EAN	CONFEZIONE
31620	Xenon	8961102783234	1
31621	LED	8961102783241	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
V9099EAN / GTIN
8961102783234CODICE GEF
31620

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697