



Stazione Diagnostica DA Parete Oto-oftalmo Visio 5XE HQ

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 31622

EAN / GTIN 8961102786846

Confezione 1

STAZIONE DIAGNOSTICA DA PARETE OTO-OFTALMO VISIO 5XE HQ

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aperture: 21
- Lenti focali: 68
- Intervallo diottrie: -30 a +38
- Caratteristiche supplementari di Visio 5XE Plus:
- Ottica coassiale per facilitare l'esame delle pupille non dilatate
- Rilevamento dell'abrasione corneale con filtro blu cobalto
- Filtro polarizzante per eliminare virtualmente la riflessione corneale

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	VOLTAGGIO	EAN	CONFEZIONE
31622	Xenon	8961102786846	1
31623	LED	8961102786853	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
V9099EAN / GTIN
8961102786846CODICE GEF
31622

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697