



# Stazione Diagnostica DA Parete Oto-oftalmo Visio 5GE HQ Premier

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 31624

EAN / GTIN 8961102783258

Confezione 1

STAZIONE DIAGNOSTICA DA PARETE OTO-OFTALMO VISIO 5GE HQ  
PREMIER

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aperture: 7
- Lenti focali: 28
- Intervallo diottrie: -25 a +40

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	VOLTAGGIO	EAN	CONFEZIONE
31624	Xenon	8961102783258	1
31625	LED	8961102783265	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
ICND  
V9099EAN / GTIN  
8961102783258CODICE GEF  
31624

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697