



Cavo USB Heine con Alimentatore E4-USB - X-000.99.303

Codice GEF (SKU) 31630

EAN / GTIN 4053755185825

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755185825

CODICE GEF

31630



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697