



Alimentatore Heine E4-USBC con Cavo - X-000.99.300

Codice GEF (SKU) 31631

EAN / GTIN 4053755198733

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755198733

CODICE GEF

31631



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697