



TRASFORMATORE A RETE HEINE PER MPACK UNPLUGGED

Codice GEF (SKU) 31632

EAN / GTIN 4053755145379

Confezione 1

TRASFORMATORE A RETE HEINE PER MPACK UNPLUGGED

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755145379

CODICE GEF

31632



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697