



TRASFORMATORE A RETE HEINE PER MPACK/MPACK LL

Codice GEF (SKU) 31633

EAN / GTIN 4053755145362

Confezione 1

TRASFORMATORE A RETE HEINE PER MPACK/MPACK LL

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4053755145362

CODICE GEF

31633



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697