



# Otoscopio Heine Mini 3000 LED Direct - Nero - D-008.70.210

Codice GEF (SKU) **31660**

EAN / GTIN **4053755202539**

OTOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED 2,5V Otoscopio illuminazione diretta Mini 3000 LEDHQ • Nero • Codice HEINE: D-008.70.210 • Speculum monouso AllSpec 10 pz. x 4 mm • Manico batteria (Batterie incluse) Oto

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- OTOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED 2,5V Otoscopio illuminazione diretta Mini 3000 LEDHQ
- Nero
- Codice HEINE: D-008.70.210
- Speculum monouso AllSpec 10 pz. x 4 mm
- Manico batteria (Batterie incluse) Otoscopio compatto con illuminazione LED diretta. Resa cromatica naturale, il LED non richiede sostituzione. Design esclusivo. Struttura robusta. Vista dettagliata - elimina i riflessi del rivestimento interno nero della testina - immagini ad alta risoluzione - temperatura di colore 4.000°K - ingrandimento 3X - particolarmente brillante grazie al LEDHQ Funzionamento intuitivo - sempre a portata di mano grazie al pratico attacco a clip - spegnimento automatico appena viene agganciato alla tasca - strumentazione semplice Visualizzazione finestra fissa, ruotabile lateralmente - tempo di funzionamento fino a 10 ore

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**4053755202539**

CODICE GEF

**31660**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697